

Garniture isotherme PPE pour L-BOXX 238 G

N° d'article: 121018383 | Code de correspondance: L-BOXX | Code EAN: 4045294191207



- » Garniture isotherme pour la L-BOXX G 238
- » Protège les produits chimiques sensibles utilisés dans le bâtiment
- » L'article se compose uniquement de la garniture isotherme pour le caisson

Matériaux & couleur

Matériau :	PPE
Couleur :	Noir



Dimensions

Dimensions extérieures :	333 x 404 x 200 mm
--------------------------	--------------------

Données techniques



Poids :	0,37 kg
---------	---------

Accessoires

	N° d'article	Désignation marketing	Code de correspondance	Code EAN
	121018385	EPP Garniture de couvercle pour L-BOXX isotherme	L-BOXX	4045294191221
	121018347	Séparateur trans. pour L-BOXX isotherme	LB TB-T THERMO	4045294190880

Garniture isotherme PPE pour L-BOXX 238 G

N° d'article: 121018383 | Code de correspondance: L-BOXX | Code EAN: 4045294191207

	N° d'article	Désignation marketing	Code de correspondance	Code EAN
	121018348	Séparateur long. pour L-BOXX isotherme	LB TB-B THERMO	4045294190897
	6000010992	L-BOXX 238 G	LB 238 G	4045294732103

Description

La garniture isotherme peut être installée dans la L-BOXX G 238 pour protéger des températures extrêmes les produits chimiques sensibles utilisés dans le secteur du bâtiment. Il est ainsi possible de transporter par exemple colles, résines acryliques, silicone ou mousses PU à l'abri du froid, et de les utiliser ensuite sans aucun problème. La garniture isotherme permet également de protéger par ex. des bandes précomprimées en cas de forte chaleur.

En option, la garniture isotherme peut être compartimentée avec des séparateurs afin de ranger correctement dans la L-BOXX G les produits devant être transportés à la verticale.

La température intérieure de la L-BOXX G (quand elle est pleine) reste au-dessus de 0 °C pendant 10 heures pour une température initiale de 20 °C et une température ambiante de -10 °C.

Remarque : l'article se compose uniquement de la garniture isotherme pour le caisson de la L-BOXX G. La garniture de couvercle doit être commandée séparément. Pour vous procurer à la fois le couvercle et la garniture, veuillez commander la garniture isotherme (réf. : 121018345).

Les BOXX et accessoires ne sont représentés qu'à titre d'illustration et ne sont pas fournis.